

Portafolio de Productos – CooperVision®

Asféricos

Tóricos

Multifocales

	Biofinity® Biofinity® XR	Avaira Vitality™	clariti™ 1 day	Biofinity® XR toric Biofinity® toric	clariti™ 1 day toric			Bofinity® toric multifocal	Bofinity® multifocal	clariti™ 1 day multifocal
										
Material Contenido de H₂O	SiHy Comfilcon A 48%	SiHy Fanfilcon A 55%	SiHy Somofilcon A 56%	SiHy Comfilcon A 48%	SiHy Somofilcon A 56%			SiHy Comfilcon A 48%	SiHy Comfilcon A 48%	SiHy Somofilcon A 56%
Potencia esférica	+15.00 a -20.00D (pasos de 0.50 después de +/-6.00D)	De +8.00 a -12.00 D (Pasos de 0.50D después +/- 6.00 D) No hay planos	De +8.00D a -10.00D (En pasos 0.50D después +/- 6.00D) No hay planos	+20.00 a -20.00D (pasos de 0.50 D luego de +/- 6.00 D)	Plano a -9.00 D (0.50D pasos después -6.00 D)	+0.25D a +4.00 D (pasos de 0.25D)	Plano a -9.00 D (en pasos de 0.50D a -6.00D)	+10.00 a -10.00 D (pasos de 0.50D después de +/- 6.00 D)	+6.00 D a -10.00 D (pasos de 0.50 D después de +/- 6.00 D)	+5.00D a -6.00D (0.25D pasos)
Potencia cilíndrica	_____	_____	_____	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25 (10°)	-0.75, -1.25, -1.75		-2.25	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25 (10°)	ADD	Baja (low): hasta +2.25D Alta (High): +2.50D a +3.00D
Eje	_____	_____	_____	-2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 (5°, XR)	10°, 20°, 30, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	-2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 (5°, XR)		
Curva base	8.6 mm	8.4 mm	8.6 mm	8.7 mm	8.6 mm			8.7mm		8.6 mm
Diámetro	14.0 mm	14.2 mm	14.1 mm	14.5 mm	14.3 mm			14.5mm	14.0 mm	14.1 mm
Dk/t	160	110	86	116	57			116 (at -3.00D)	142	86
Módulo	0.75 MPa	0.6 MPa	0.5 MPa	0.75 MPa	0.5 MPa				0.75 MPa	0.5 MPa
Diseño óptico	Aberration Neutralizing System™	Aberration Neutralizing System™	Asférico anterior	Geometría optimizada del lente óptico	-Prisma de balastro con gradiente suavizado -Superficie frontal asférica			Lente D y N	Lente D y N	Superficie anterior Centro-Cerca
Espesor al centro (@-3,00)	0.08 mm	0.08 mm	0.07 mm	0.11 mm	0.105 mm				0.09 mm	0.07 mm
Diseño de borde	Diseño de bordes redondeados	Diseño de bordes redondeados	_____	Diseño de bordes redondeados	_____				Diseño de bordes redondeados	_____
Protección UV	_____	Sí	Sí	_____	Sí			No	_____	Sí
Tinte de manipulación	SoftBlue	Azul	_____	SoftBlue	_____				SoftBlue	_____
Reemplazo	Mensual	Mensual	Desechable diario	Mensual	Desechable diario			Mensual	Mensual	Desechable diario
Empaque	6 lentes	6 lentes	30 lentes	6 lentes	30 lentes				6 lentes	30 lentes
Programa de uso	Uso diario	Uso diario	Uso diario	Uso diario	Uso diario			Uso diario	Uso diario	Uso diario